主站: www.gwdl.com

GWPL ®


诚信-服务-品质-创新

联系方式: 0379-69936789

耐腐蚀高温精密节能升降电炉







GWPL

诚信-服务-品质-创新 联系方式: 0379-69936789

主站: www.gwdl.com

GWL-YS 系列 1200 度升降炉如图所示,集控制系统与炉膛为分体设计。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成。

采用高温防氢氟酸腐蚀硅碳棒为加热元件;是专为高等院校、科研院所的 实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材 料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧结、融化、 分析、生产而研制的专用设备。

控制面板配有智能温度调节仪,控制电源开关、主加热工作 /停止按钮,电压、电流表、计算机接口,以便随时观察本系统的工作状态,本产品采用可靠的集成化电路,工作环境好,抗干扰,最高温度时炉体外壳温度≤45℃大大提高了工作环境,微电脑程序控制,可编程序曲线,全自动升温/降温,运行中可以修改控温参数及程序,灵活方便、操作简单。

控温精度: ±1℃无超调 恒温精度: ±1℃。升温速度快,最快升温速率 ≤45/min。

炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好(节能效果是老式电炉的 60%以上)。结构合理,内外双层炉套,风冷散热,可大大缩短试验周期。

类别 参数	1200 度				
最高使用温度	1200 度				
可长期使用温度	1150 度				
控制范围为	80 至 1000 度				
测温元件	热电偶分度号 к,测温范围 0-1320 度				
控制单元数量	5 套控温系统				
发热元件装位置	四周+底部				
控温精度	±1度(集成化电路控制,无超调现象)				

GWPL

诚信-服务-品质-创新 联系方式: 0379-69936789

主站: www.gwdl.com

炉温均匀性	±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控制,从而达到更				
	好的炉温均匀性)				
升温速率	升温速率可自由调节,调节范围: 最快升温速率每分钟 20 度(20 度/min)、				
> 1 mm/C 1	最慢升温速率每小时1度(1度/h)				
发热元件	采用高温合金电阻丝(进口含钼,炉丝表面温度可达 1500 度)或防氢氟				
	酸腐蚀硅碳棒为加热元件。U 型等直径硅碳棒,硅碳棒是选用高纯度 a-SiC				
<i>5</i> 4 <i>,</i> 51,	为主要原料制成的非金属高温电热元件,它具有升温快、热效率高、寿				
	命长、高温下不易变形,安装操作维修简便、温度可达 1500 度等特点。				
	炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温				
炉体	烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、				
	耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点				
	电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构,有效的风冷导向隔板使				
炉体结构	炉壳整体冷风循环,最终冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热				
	元件导电片的高温氧化;保证了良好的工作环境				
双装料台	本款升降炉可采用双升降台,在高温下可以交替更换装料台,时工作效				
	率和节能更突出。				
装料台进出	装料台进出采用电动机械传动,进出速度可调,稳定性好,精准度高。				
装料台升降	装料台的升降采用液压升降平稳。				
装料台与炉口结 合	炉门开启方式为底部垂直升降;装料台与炉口有 3-4 层锥度台阶软密封,				
	台阶上布置有弹性高温密封条,能有效的吸收炉口与装料台耐火材料的				
н	膨胀;				
装料台耐材	装料台采用真空成型高纯防氢氟酸腐蚀材料与高纯氧化铝空心球板组合				
2011 H 193 13	制作而成,既保证了保温性能又保证了承重性能。				
	炉衬使用防氢氟酸腐蚀材料制作而成,取放物料易碰和载重位置(炉口、				
耐火材料	炉底)采用轻质空心球氧化铝板,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、				
	保温性能好(节能效果是老式电炉的 80%以上)				
炉膛防腐蚀	炉膛内根据要求发热体涂层为防腐蚀材料,炉膛内高温材料为防腐蚀材				
が性別圏は	料				
保温材料	采用三层保温,分别为: 硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板,防氢氟酸腐蚀				
	耐材,节能效果是老式电炉的80%以上。				
炉体外壳温度	长期使用不停炉,外壳温度小于 45 度				
	采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回				
保护	路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、				
	电流反馈、软启动等保护				
	采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,				
	输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;				
	电流环为内环, 电压环为外环, 在突加负载或负载电流超过限流值时,				
控制	限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;				
	同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,				
	在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定; 从而到达保护				
	发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制				

GWPL ®

诚信-服务-品质-创新 联系方式: 0379-69936789

主站: www.gwdl.com

	精度。						
口一么业	时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电						
显示参数	流等						
按钮	采用按钮使用寿命超过 100000 次, 并且带 LED 指示灯。						
	采用智能温度控制仪,备标准 PID、人工智能调节 APID 或 MPT 等多种调						
	节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,						
温度曲线设定	具备 30 段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循						
	环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运						
	行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获						
	得光滑平顺的曲线控制效果;						
	50 段程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为30(50)段,两条曲线						
多条曲线输入	14 (28) 段/条,三条曲线 9 (15) 段/条,五条曲线 5 (9) 段/条;可同						
	时输入多条曲线,使用时可任意调用。						
	电炉具备了 RS485 通讯接口,通讯距离可达 1200 米,可通过计算机控制						
	电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等,						
/조 /퍼 Llg 1~	可靠性高,便于掌握,计算机画面上的显示内容丰富,显示测量值、给						
通讯接口	定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线,可通过计						
	 算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参						
	数,历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选(1s-1h)可长期保存。						
随机配件	发热原件两支、棒具两套,坩埚钳一把,高温手套一副,触摸屏控制系						
	统一套、排气口一个、承烧板一套。						
保修范围及期限	电炉免费保修一年,发热元件不保修						

名称	规格型号	炉膛尺寸 mm(长 宽高)	外形尺寸 mm	电压 ACV	功率 kw	重量 kg
升降 电炉	GWL-1000SS2000/800/7 00	2000×800×700	见图纸	380	120	5200 0