

1000 度三温区管式炉型号 GWL-1000GA



主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province

| | |
|-----------|---|
| 温度 | 1000°C |
| 项目 | |
| 电压 AC | 380V |
| 控温精度 | ±1°C |
| 炉管尺寸 | 直径 300*1200 加热区 (mm) 恒温区 900mm 炉管总长度 2200mm |
| 炉管材质 | 310S 不锈钢 |
| 两端密封 | 炉管两端使用密封法兰 不要法兰盖 两端带隔热塞 |
| 炉管厚度 | 5mm |
| 真空值 | -0.1mpa |
| 控温精度 | ±1 度 (集成化电路控制, 无超调现象) |
| 炉内温场均匀度 | ±3°C (根据加热室大小而定) |
| 测温元件及测温范围 | 热电偶分度号 K, 测温范围 0-1200 度 热电偶共 4 支 (炉内 3 支, 出口 1 支) |
| 温区 | 3 个独立温区控制 |
| 水冷部位 | 炉管两端水冷 |
| 升温速率 | 1°C/h 至 20°C/min 可调 |
| 发热元件 | 高温电阻丝 |
| 多条曲线输入 | 30 段程序控制功能, 可以输入设定: 一条曲线为 30 段, 两条曲线 14 段/条, 三条曲线 9 段/条, 五条曲线 5 段/条; 可同时输入多条曲线, 使用时可任意调用。 |
| 温度曲线设定 | 采用智能温度控制仪, 备标准 PID、人工智能节 APID 或 MPT 等多种调节方式, 具有自整定、自学习功能, 无超调及无欠调的优良控制特性, 具备 30 段程序控制功能, 可实现任意斜率的升、降温控制, 具有跳转 (循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令, 并允许在程序的控制运行中随时修改程序; 采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法, 能获得光滑平顺的曲线控制效果; |

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province

| | |
|---------|---|
| 保护 | 采用集成化模块控制单元，控制精度准确，并设计了双回路控制和双回路保护，具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护 |
| 控制 | 采用闭环技术可控硅模块触发控制，移相触发控制或者过零触发方式，输出电压、电流或功率连续可调，具有恒电压、恒电流或恒功率的特性；电流环为内环，电压环为外环，在突加负载或负载电流超过限流值时，限制调压器的输出电流在额定电流范围内，确保输出和调压器正常工作；同时电压环也参与调节，使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内，在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定；从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击，达到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
| 保温材料 | 采用三层保温，分别为：1200 硅酸铝纤维板、1400 氧化铝纤维板、1700 氧化铝（多晶）纤维板，节能效果是老式电炉的 80%以上。 |
| 炉体 | 炉体采用数控机床加工，经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成，双色搭配，外观新颖美观，具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 |
| 炉体温度 | ≤45 度 |
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年，发热元件、炉管不保修（发热元件三个月内自然损坏免费更换） |
| 随机备件 | 说明书一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一副，管式炉专用坩埚一个，密封圈两个 |
| 冷却结构 | 双层炉壳，风冷 |
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年，发热元件、炉管不保修（发热元件三个月内自然损坏免费更换） |
| 随机备件 | 说明书一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一副，管式炉专用坩埚一个，密封圈两个 |

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



高新技术企业/专精特新企业
专业的高温加热制造工厂 (-100~2600°C)

中国热处理行业协会理事单位
ISO45001:职业健康管理体系认证
ISO14001:环境管理体系认证
ISO9001:质量管理体系认证
欧盟CE产品认证



咨询电话
13271526781
+86 379-69936789

感谢你与我们取得联系!

Thank you to get in touch with us!

公司名称: 洛阳炬星窑炉有限公司

Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址: 洛阳市涧西区先进制造业聚集区

Company Address: Jianxi District, Luoyang advanced manufacturing enclave

联系方式: 13271526781 0379-69936789

网址 (Website): www.gwdl.com www.gwdlcom.cn www.gwdl.org www.gwdl.cn

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province